

TEST BORRELIOSIS IGG+IGM EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



El Test Borreliosis IgG+IgM es un test inmunológico de diagnóstico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo Borreliose (*Borrelia burgdorferi*, *B. afzelli* y *B. garinii*) en sangre, suero o plasma, mediante casete

SKU: 870001

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Borreliosis IgG+IgM es un test inmunológico de diagnóstico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo Borreliose (*Borrelia burgdorferi*, *B. afzelli* y *B. garinii*) en sangre, suero o plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipeta, solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: 81,0% en comparación Lyme IgG EIA; 91,3% en comparación Lyme IgM EIA



Test Borreliosis IgG+IgM en sangre, suero o plasma, formato casete

<https://www.akralab.es/producto/test-borreliosis-iggigm-en-sangre-suero-o-plasma-formato-casete/>

Especificidad: 91,0 % en comparación Lyme IgG EIA; 81,3 % en comparación con Lyme IgM EIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: