




TEST BUPRENORFINA BUP EN ORINA, FORMATO CASETE

Consultar

Test de droga para detección de Buprenorfina en orina 10 ng/ml, mediante casete



SKU: 102004

Categorías: [Diagnóstico](#), [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido BUP se utiliza para la detección cualitativa de Buprenorfina en orina 10 ng/ml, con una sencilla prueba mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses

- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 30 ud

Volumen: