


TEST BUPRENORFINA BUP EN ORINA, FORMATO TIRAS



Test de droga para detección de Buprenorfina en orina 10 ng/ml, mediante tira envasada individualmente

SKU: 101004

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido BUP se utiliza para la detección cualitativa de Buprenorfina 10 ng/ml, en orina mediante una sencilla prueba de inmersión de alta calidad con tiras reactivas.

Con la recogida de la muestra y la colocación de la tira en la misma se reflejan los resultados de forma cómoda y sin complicaciones.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones

- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 tiras reactivas envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud

Volumen: