

## TEST CALPROTECTINA EN HECES, FORMATO CASETE



El Test rápido Calprotectina se utiliza para la detección cualitativa de calprotectina en heces, mediante casete

---

**SKU:** 1212004

**Categorías:** [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Calprotectina se utiliza para la detección cualitativa de calprotectina en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: