

Test Calprotectina y Lactoferrina en heces, formato casete



El Test rápido Calprotectina y Lactoferrina se utiliza para la detección cualitativa de calprotectina y lactoferrina en heces, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Calprotectina y Lactoferrina se utiliza para la detección cualitativa de

calprotectina y lactoferrina en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

SKU: 1212002

Categories: Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias, Test Rápidos