

Test Cardiac Combo en sangre, suero o plasma, formato casete



Test para la detección simultánea de troponina I, CK-MB y mioglobina en sangre, suero o plasma con casete.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Cardiac Combo se utiliza para el diagnóstico y simultáneo del infarto de miocardio, CK-MB y mioglobina (3 líneas) en sangre, suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre (100 µl), Suero (50 µl), Plasma (50 µl)

Contiene: Test Casete, pipeta desechable, 1 vial solución Buffer y manual de instrucciones de uso

Uso específico en cardiología

SKU: 282003

Categories: Daño Cardiovascular, Test Rápidos