

TEST CARDIAC COMBO EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test para la detección simultánea de troponina I, CK-MB y mioglobina en sangre, suero o plasma con casete.

SKU: 282003

Categorías: [Daño Cardiovascular](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Cardiac Combo se utiliza para el diagnóstico y simultáneo del infarto de miocardio, CK-MB y mioglobina (3 líneas) en sangre, suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre (100 µl), Suero (50 µl), Plasma (50 µl)

Contiene: Test Casete, pipeta desechable, 1 vial solución Buffer y manual de instrucciones de uso



Uso específico en cardiología

Test Cardiac Combo en sangre, suero o plasma, formato
casete

<https://www.akralab.es/producto/test-cardiac-combo-en-sangre-suero-o-plasma-formato-casete/>

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 5 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 5 ud

Volumen: