

Test Chikungunya en sangre, suero o plasma, formato casete



Test detección de anticuerpos contra el virus de la Chikungunya en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Chikungunya IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la

detección de IgM antichicungunya en sangre, suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contenido: 20 Test Casete con pipetas desechables, 1 buffer y manual de uso.

Especialmente indicado para uso profesional y diagnóstico in vitro.

SKU: 682002N-20

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex