

## TEST COCAÍNA COC EN ORINA, FORMATO TIRAS



### INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Punto de Corte</b>	100 ng/ml, 300 ng/ml
<b>Unidades</b>	50 ud

Test de droga para detección de Cocaína en orina, mediante tira envasada individualmente

**SKU:** 101005

**Categorías:** [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido COC se utiliza para la detección cualitativa de Cocaína 300 ng/ml, en orina mediante una sencilla prueba de inmersión de alta calidad con tiras reactivas.

Con la recogida de la muestra y la colocación de la tira en la misma se reflejan los resultados de forma cómoda y sin complicaciones.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación

- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Punto de Corte</b>	100 ng/ml, 300 ng/ml
<b>Unidades</b>	50 ud

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 tiras reactivas envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud

Volumen: