

Test combo Cándida, Tricomonas y Garnerela (LFIA)



El Test combo de antígenos (LFIA) *Candida albicans/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis* es una inmunocromatografía de microesferas de látex para la detección cualitativa rápida de *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* y *Gardnerella vaginalis* en muestras de frotis vaginal femenino in vitro.

Presentación: Caja 20 tests casete combo

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test combo de antígenos (LFIA) *Candida albicans/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis* es una inmunocromatografía de microesferas de látex para la detección cualitativa rápida de *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* y *Gardnerella vaginalis* en muestras de frotis vaginal femenino in vitro.

Este kit de prueba es adecuado para mujeres con síntomas clínicos de inflamación ginecológica o sospecha de inflamación ginecológica. Específica para cribado rápido de infecciones o enfermedades de transmisión sexual en ginecología, centros reproductivos, laboratorios de patología, centros de reconocimiento médico.

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2023/12/IFU-test-CATVGV.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Descargar IFU Test Combo CA, TV, GV[/button]

Caja de 20 test casete combinados.

Resultados en 15 minutos.

	Sensibilidad	Especificidad
Cándida	97.83%	96.94%
Tricomonas	99.60%	100.00%
Garnerela	99.18%	96.40%

SKU: 284217132001

Categories: Marcadores de Infección/Inflamacion, Test Rápidos

Tags: Test-combo-candida-trichomona-gardnerella, test-combo-infecciosas