

TEST COMBO CÁNDIDA, TRICOMONAS Y GARNERELA (LFIA)



El Test combo de antígenos (LFIA) *Candida albicans/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis* es una inmunocromatografía de microesferas de látex para la detección cualitativa rápida de *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* y *Gardnerella vaginalis* en muestras de frotis vaginal femenino in vitro.

Presentación: Caja 20 tests casete combo

SKU: 284217132001

Categorías: [Marcadores de Infección/Inflamacion](#), [Test Rápidos](#)

Etiquetas: [Test-combo-candida-trichomona-gardnerella](#), [test-combo-infecciosas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test combo de antígenos (LFIA) *Candida albicans/Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis* es una inmunocromatografía de microesferas de látex para la detección cualitativa rápida de *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis* y *Gardnerella vaginalis* en muestras de frotis vaginal femenino in vitro.

Este kit de prueba es adecuado para mujeres con síntomas clínicos de inflamación ginecológica o sospecha de inflamación ginecológica. Específica para cribado rápido de infecciones o enfermedades de transmisión sexual en ginecología, centros reproductivos, laboratorios de patología, centros de reconocimiento médico.

Descargar IFU Test Combo CA, TV, GV

Caja de 20 test casete combinados.

Resultados en 15 minutos.

	Sensibilidad	Especificidad
Cándida	97.83%	96.94%
Tricomonas	99.60%	100.00%
Garnerela	99.18%	96.40%