

Test Coronavirus IgM/IgG Ab SARS-CoV-2, casete



Para la detección de anticuerpos IgG e IgM de la enfermedad del virus COVID19 en sangre total, suero o plasma. Caja 40 tests

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA VENTA Y USO PROFESIONAL IN VITRO

Test rápido para la detección de anticuerpos IgG e IgM de la enfermedad del virus COVID19, en muestra de sangre total, suero o plasma. Caja 40 tests

Componentes del kit:

- 40 casetes de prueba,
- Pipetas de 10 ul,
- Diluyente
- Instrucciones de uso.

Materiales adicionales necesarios pero no proporcionados:

- tubo de recogida de muestras,
- centrífuga y
- temporizador.

Materiales adicionales recomendados pero no proporcionados:

- Micropipetas para entregar la cantidad mencionada de muestra en el procedimiento de prueba,
- materiales de control negativo y positivo.

SKU: RTCV01

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex