

Test de Antígenos COVID19 Kaibili PRO



Test de Antígenos COVID19 Kaibili PRO.

Blisters individuales con buffer propio.

Presentación: 10 tests individuales por caja.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA VENTA Y USO PROFESIONAL IN VITRO

IDEAL PARA FARMACIA Y COLECTIVOS

Test de Antígenos COVID19 Kaibili PRO.

Prueba inmunocromatográfica de oro coloidal para la detección rápida del antígeno covid-19 en un hisopo nasofaríngeo.

Blisters individuales con buffer propio.

Cada Kit incluye: hisopo, extractor de muestra de hisopo, un tampón para muestra-

vial y casete.

Presentación: 10 tests individuales por caja.

Sensibilidad: 97,30%

Especificidad: 100%

Exactitud: 99,07%

SKU: P211138

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex