

Test de Graham Safe & Clean



Portaobjetos listos para usar para la detección de *Enterobius vermicularis*.

Presentación: 60 cajas rígidas con 3 portaobjetos cada una, incluye capuchones.

El REAL Test de Graham Safe & Clean es una solución para la detección de *Enterobius vermicularis*. Está constituido por un portaobjetos con cinta adhesiva listo para usar que permite una recogida fácil y eficiente.

Fabricado con vidrio de la máxima calidad para garantizar una visualización óptima.

El dispositivo incluye, además, un capuchón de plástico flexible que facilita la recolección, a la vez que evita el contacto directo entre la piel del paciente y el vidrio, previniendo cortes y arañazos, y disminuye la probabilidad de infección accidental durante la recogida de la muestra. Es su principal ventaja, que evita el contacto directo con la zona perianal durante la toma de la muestra, reduciendo al

máximo la posibilidad de contagio e impidiendo el contacto del paciente con el portaobjetos .

Dispone de caja de plástico resistente que evita la rotura de los mismos durante el transporte.

Características técnicas

- Incorpora una pestaña para la fácil manipulación del adhesivo
- Superficie de visualización completa (sin zonas mate)
- Dimensiones: 76 x 26 x 1 mm
- Esquinas esmeriladas a 45º
- Posibilidad de personalización

Modo de empleo



SKU: 203217RPTGSF

Categories: Microbiología, Recogida y transporte de muestras

Tags: test-de-graham, test-graham