

Test Dengue IgG/IgM en sangre, suero o plasma, formato casete



Test rápido para detección de anticuerpos del Dengue (IgG e IgM contra serotipos de 1 a 4) en sangre completa, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test inmunológico de diagnóstico rápido para la detección cualitativa diferencial

de anticuerpos de IgG y anticuerpos de IgM contra los serotipos 1,2,3 y 4 en suero humano, plasma o sangre, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contenido: 25 Test Casete, 1 Botella Buffer dilución, 25 Pipetas capilares desechables y manual de uso.

Especialmente indicado para uso profesional y diagnóstico in vitro

SKU: 532001N-25

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex