

Test Dímero-D en sangre o plasma, formato casete



El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en sangre completa o plasma, mediante casete.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en

sangre completa o plasma, mediante casete. Está especialmente indicado en cardiología para la evaluación de pacientes con sospecha de coagulación intravascular diseminada (CID), trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables

Contiene: Test casete, pipetas desechables, solución buffer y manual de instrucciones de uso

Punto de corte: 500 ng/ml

SKU: 351006

Categories: Daño Cardiovascular, Test Rápidos