

## TEST DÍMERO-D EN SANGRE O PLASMA, FORMATO CASETE



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 10 ud, 5 ud

El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en sangre completa o plasma, mediante casete.

---

**SKU:** 351006

**Categorías:** [Daño Cardiovascular](#), [Test Rápidos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test Dímero-D es un test rápido para la detección cualitativa de dímero-D en sangre completa o plasma, mediante casete. Está especialmente indicado en cardiología para la evaluación de pacientes con sospecha de coagulación intravascular diseminada (CID), trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables

Contiene: Test casete, pipetas desechables, solución buffer y manual de instrucciones de uso

Punto de corte: 500 ng/ml

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 10 ud, 5 ud

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 5 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 5 ud

Volumen: