

Test Duo Legionella / Streptococcus pneumonie en orina, formato casete



El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipeta, hisopo control positive e hisopo control negativo y manual con instrucciones de uso.

SKU: 572005

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex