

## TEST DUO LEGIONELLA / STREPTOCOCCUS PNEUMONIE EN ORINA, FORMATO CASETE



El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

---

**SKU:** 572005

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.



Test Duo Legionella / Streptococcus pneumonie en orina,  
formato casete

<https://www.akralab.es/producto/test-duo-legionella-streptococcus-pneumonie-en-orina-formato-casete/>

- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipeta, hisopo control positive e hisopo control negativo y manual con instrucciones de uso.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: