

TEST DUO LEGIONELLA / STREPTOCOCCUS PNEUMONIE EN ORINA, FORMATO CASETE



El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

SKU: 572005

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Duo Legionella / Streptococcus es un test rápido inmunológico para la detección cualitativa y combinada de antígenos de Legionella pneumophila y streptococcus en orina, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.



Test Duo Legionella / Streptococcus pneumonie en orina,
formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-duo-legionella-streptococcus-pneumonie-en-orina-formato-casete/>

- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipeta, hisopo control positive e hisopo control negativo y manual con instrucciones de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: