

Test E.coli O157 en heces, formato casete



El test E.coli 0157 es un inmunoensayo rápido para la detección cualitativa de antígenos de la bacteria E. coli 0157 en heces, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test E.coli 0157 es un inmunoensayo rápido para la detección cualitativa de antígenos de la bacteria E. coli 0157 en heces, mediante casete. Requiere se requiere enriquecimiento en m TSB y Novobiocin

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , tubo recolector con buffer y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: > 99%

Especificidad: > 99%

SKU: 501006

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex