

Test EHEC Verotoxin 1+2 en heces, formato casete



El test EHEC Verotoxin 1+2 es un inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida y simultánea de Verotoxina 1 y 2 en heces, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

EHEC Verotoxin 1+2 es un test rápido para la detección cualitativa y simultánea de

antígenos de Verotoxina 1 y 2 en heces, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , tubo recolector con buffer y manual con instrucciones de uso.

Sensitibilidad: >99% comparado con los principales métodos de laboratorio

Especificidad: 85% comparado con los principales métodos de laboratorio

SKU: 501012

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex