

TEST EHEC VEROTOXIN 1+2 EN HECES, FORMATO CASETE



El test EHEC Verotoxin 1+2 es un inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida y simultánea de Verotoxina 1 y 2 en heces, mediante casete

SKU: 501012

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

EHEC Verotoxin 1+2 es un test rápido para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de Verotoxina 1 y 2 en heces, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete , tubo recolector con buffer y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: >99% comparado con los principales métodos de laboratorio

Especificidad: 85% comparado con los principales métodos de laboratorio

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: