

Test embarazo hCG en orina o suero, tiras reactivas 10 mUI/mL



Test embarazo detección hCG en orina o suero mediante tira reactiva 10 mUI/mL

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test embarazo hCG es una prueba rápida inmunocromatográfica para detección de la hormona gonadotropina coriónica (hCG) en orina o suero 10 mUI/mL, mediante tira reactiva

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test tiras reactivas y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para detección de embarazos

SKU: 151003

Categories: Embarazo y Obstetricia, Test Rápidos