

TEST EMBARAZO HCG EN ORINA O SUERO, TIRAS REACTIVAS 10 MUI/ML



Test embarazo detección hCG en orina o suero mediante tira reactiva 10 mUI/mL

SKU: 151003

Categorías: [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test embarazo hCG es una prueba rápida inmunocromatográfica para detección de la hormona gonadotropina coriónica (hCG) en orina o suero 10 mUI/mL, mediante tira reactiva

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test tiras reactivas y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para detección de embarazos

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra en un recipiente limpio o estéril. Para suero recoger sangre aséptica por punción venosa evitando la hemólisis.
- 2.- Poner en contacto la tira con la muestra según las especificaciones indicadas en el envoltorio.
- 3.- Contrastar los resultados una vez transcurrido el tiempo indicado.

Resultados precisos en de 3 a 10 minutos

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 tiras reactivas envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud