

TEST ENTAMOEBA EN HECES, FORMATO CASETE



Test para detección de antígenos de Entamoeba spp en heces mediante casete

SKU: 2090001

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Entamoeba es una prueba de detección rápida y cualitativa de antígenos y/o quistes de Entamoeba en heces, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 10 Test casetes, 10 tubos recolección de muestra con solución buffer y manual de instrucciones de uso

Uso profesional para la detección in vitro en el diagnóstico de amebiasis.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

Se recomienda que todos los componentes del test estén a temperatura ambiente antes de empezar (15-30°C).

1. Para la recolección de la muestra, utilizar un recipiente o papel resistente al agua limpio y seco.
2. Transfiera una pequeña cantidad de deposición fecal al tubo de recolección y mezclar con la solución.
3. Colocar la muestra en el casete y esperar a obtener los resultados.

Resultados precisos en 10 minutos

Fácil manipulado e interpretación

Larga duración almacenamiento a temperatura ambiente

No precisa equipamiento electrónico

Alta sensibilidad y especificidad

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envueltos individualmente para máxima higiene

Unidades: 10 ud