

Test Enterovirus en heces, formato casete



El Test rápido Enterovirus se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de enterovirus en heces, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Enterovirus se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de enterovirus en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

SKU: 1222001

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex