

## TEST ENTEROVIRUS EN HECES, FORMATO CASETE



El Test rápido Enterovirus se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de enterovirus en heces, mediante casete

---

**SKU:** 1222001

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Enterovirus se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de enterovirus en heces, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, tubo colector con solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: