

Test estreptococo A Plus con hisopo faríngeo, formato casete



Test de Strep A Plus para la detección de antígenos de estreptococo del grupo A, con hisopo faríngeo y mediante casete.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Strep A Plus se utiliza para la detección de antígenos de estreptococo del grupo A, mediante una sencilla prueba con hisopo faríngeo y casete de alta calidad, soporte de estrella para depositar el tubo de muestra.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Uso especialmente previsto para infectología, pediatría y enfermedades autoinmunes.

SKU: 222007

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex