

TEST ESTREPTOCOCO A PLUS CON HISOPO FARÍNGEO, FORMATO CASETE



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 20 ud, 5 ud

Test de Strep A Plus para la detección de antígenos de estreptococo del grupo A, con hisopo faríngeo y mediante casete.

SKU: 222007

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Strep A Plus se utiliza para la detección de antígenos de estreptococo del grupo A, mediante una sencilla prueba con hisopo faríngeo y casete de alta calidad, soporte de estrella para depositar el tubo de muestra.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Uso especialmente previsto para infectología, pediatría y enfermedades autoinmunes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 20 ud, 5 ud

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud

Volumen: