

Test H.Pylori Ac en sangre, suero o plasma, formato casete



Test para la detección de antígenos de *Helicobacter pylori* Ac en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test H.Pylori Ac es una prueba rápida e inmunológica para la determinación cualitativa de anticuerpos contra el H.pylori en sangre, suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, pipetas, solución y manual con instrucciones de uso.

SKU: 262001

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex