

Test IgE 100 IU/ml en sangre, suero o plasma, formato casete



Test IgE es una prueba para detección de Inmunoglobulina E en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test IgE es una prueba para detección de Inmunoglobulina E en sangre, suero o

plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, solución diluyente y manual con instrucciones de uso.

SKU: 2201001N-10

Categories: Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias, Test Rápidos