

TEST IGE 100 IU/ML EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test IgE es una prueba para detección de Inmunoglobulina E en sangre, suero o plasma, mediante casete

SKU: 2201001N-10

Categorías: [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test IgE es una prueba para detección de Inmunoglobulina E en sangre, suero o plasma, mediante casete

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete, solución diluyente y manual con instrucciones de uso.



Test IgE 100 IU/ml en sangre, suero o plasma, formato casete
<https://www.akralab.es/producto/test-ige-100-iu/ml-en-sangre-suero-o-plasma-formato-casete/>

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: