

Test Metilendioxipirovalerona MDPV en orina, formato casete



Test de droga para detección de Metilendioxipirovalerona en orina 500 ng/ml, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido MDPV se utiliza para la detección cualitativa de

Metilendioxipirovalerona 500 ng/ml, con una sencilla prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

SKU: 102076

Categories: Drogas, Test Rápidos