

Test Metilfenidato MPD en orina, formato casete



Test de droga para detección de Metilfenidato en orina 150 ng/ml, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido MPD se utiliza para la detección cualitativa de Metilfenidato 150 ng/ml, con una sencilla prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico

- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

SKU: 102078

Categories: Drogas, Test Rápidos