

TEST METILFENIDATO MPD EN ORINA, FORMATO CASETE



Test de droga para detección de Metilfenidato en orina 150 ng/ml, mediante casete

SKU: 102078

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido MPD se utiliza para la detección cualitativa de Metilfenidato 150 ng/ml, con una sencilla

prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.