



## **PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO**

Test rápido para la detección semicuantitativa de Microalbúmina en orina, en casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 50 casetes y manual de instrucciones de uso

Uso específico para profesionales en tratamiento in vitro

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra de orina o de saliva
- 2.- Poner en contacto el casete con la muestra según las especificaciones indicadas en el envoltorio.
- 3.- Contrastar los resultados una vez transcurrido el tiempo indicado.

Resultados precisos en pocos minutos

Fácil manipulado e interpretación

Larga duración almacenamiento a temperatura ambiente

Alta sensibilidad y especificidad

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud