

Test Mononucleosis en sangre, suero o plasma, formato casete



Test detección del virus de Epstein-Barr VEB en sangre, suero o plasma, formato casete.

Presentación: Caja 20 tests.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Mononucleosis se utiliza para la detección cualitativa de anticuerpos heterófilos MI contra el virus Epstein-Barr (EBV), en sangre, suero o plasma y es un medio de ayuda ideal para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa (MI).

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre (50 µl), Suero (25 µl), Plasma (25 µl)

Contiene: Test Cassete, pipeta desechable, 1 Botella de dilución Buffer, 1 Botella de control positivo, 1 Botella de control negativo y manual de instrucciones de uso

SKU: 252003

Categories: Microbiología, Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex