

TEST MONONUCLEOSIS EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test detección del virus de Epstein-Barr VEB en sangre, suero o plasma, formato casete.

Presentación: Caja 20 tests.

SKU: 252003

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido Mononucleosis se utiliza para la detección cualitativa de anticuerpos heterófilos MI contra el virus Epstein-Barr (EBV), en sangre, suero o plasma y es un medio de ayuda ideal para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa (MI).

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.

- Requieren de poca cantidad de muestra. Sangre (50 µl), Suero (25 µl), Plasma (25 µl)

Contiene: Test Cassete, pipeta desechable, 1 Botella de dilución Buffer, 1 Botella de control positivo, 1 Botella de control negativo y manual de instrucciones de uso

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud

Volumen: