

Test Ovulación hLH en orina, formato casete 30 mUI/ml



Test ovulación detección hLH en orina mediante casete 30 mUI/mL

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test hLH Ovulación se utiliza para la detección rápida de la hormona luteinizante en orina mediante casete en concentración de 30 mUI/mL.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Tests casete, pipeta desechable y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para predecir in vitro el tiempo de ovulación en la mujer.

SKU: 166001

Categories: Embarazo y Obstetricia, Test Rápidos