

TEST PARACETAMOL PCM EN ORINA, FORMATO CASETE



Test de droga para detección de Paracetamol en orina 5000 ng/ml, mediante casete

SKU: 102034

Categorías: <u>Drogas</u>, <u>Test Rápidos</u>

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido PCM se utiliza para la detección cualitativa de Paracetamol 5000 ng/ml, con una sencilla



prueba de orina mediante casete de alta calidad.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 30 ud

Volumen: