

Test PCR alta sensibilidad en sangre, suero o plasma, formato casete



Test rápido para la detección de Proteína C Reactiva (hs-CRP) alta sensibilidad, en sangre, suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido PCR de alta sensibilidad se utiliza para la detección semicuantitativa del antígeno de la Proteína C-reactiva (CrP) en sangre, suero o plasma, mediante

tira reactiva. También puede ser usado para observar los marcadores inflamatorios.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra. Suero o Plasma (ca. 25 µl); sangre (ca. 50 µl)

Contiene: Test casete, pipetas desechables, botella dilución Buffer (10 µl) y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: 78% de nivel de corte 1 mg/l comparado con DADE-Behring nefelometría 100% % de nivel de corte 3 mg/l comparado con DADE-Behring nefelometría

Especificidad: 95% de nivel de corte 1 mg/l comparado con DADE-Behring nefelometría 87% de nivel de corte 3 mg/l comparado con DADE-Behring nefelometría

Nivel de corte: Tres rangos: < 1.0 mg/l, 1.0 - 3.0 mg/l, > 3.0 mg/l

Uso específico en cardiología

SKU: 312002

Categories: Marcadores de Infección/Inflamacion, Test Rápidos