

Test rápido para Pepsina, formato casete



Dispositivo de casete para diagnóstico in vitro inmunológico para identificar pepsina

en una muestra clínica de saliva o esputo de forma rápida y sencilla.

El kit Peptest™ es un dispositivo médico para diagnóstico in vitro inmunológico que contiene dos anticuerpos monoclonales y permite identificar pepsina en una muestra clínica de saliva o esputo de forma rápida y sencilla.

Consiste en un casete donde se dispensa la muestra, y ésta tras reacción con los anticuerpos inmovilizados permite dar un resultado cualitativo SI/NO sobre presencia de Pepsina en saliva, indicando si hay posibilidad de reflujo gástrico (ERGE). La interpretación de los resultados es visual por aparición de línea en la zona de test del casete.

El resultado puede ser cuantitativo si se emplea el lector de casetes Cube opcional.

El kit Peptest contiene:

- **10** x Dispositivos de flujo lateral
- Peptest™ en bolsa de aluminio
- **10** x pipeta graduada de 1 ml
- **20** x 80µl pipeta de doble bulbo
- **10** x Micro tubo con tapón de rosca con 240µl de disolución reguladora
- **10** x Vial para micro centrífuga azul
- **1** x Instrucciones de uso
- **1** x Instrucciones de toma de muestras
- Frasco para toma de muestras con
- 0,5ml 0,01M de ácido cítrico

SKU: BHBTPEP10

Categories: Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias, Test Rápidos