

Test Proteína Bence-Johns en orina, tiras reactivas



Test rápido para la detección de la proteína Bence-Jones en orina, mediante tira reactiva

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test de Proteína Bence-Johns es una prueba rápida para la detección cualitativa

de proteína Bence-Jones por inmersión en orina, mediante tiras reactivas.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 20 Test tiras reactivas y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para detección de embarazos

SKU: 860002

Categories: Oncología, Test Rápidos