

TEST PROTEINA BENICE-JOHNS EN ORINA, TIRAS REACTIVAS



Test rápido para la detección de la proteína Bence-Jones en orina, mediante tira reactiva

SKU: 860002

Categorías: [Oncología](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test de Proteína Bence-Johns es una prueba rápida para la detección cualitativa de proteína Bence-Jones por inmersión en orina, mediante tiras reactivas.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 20 Test tiras reactivas y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para detección de embarazos

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra de orina en un recipiente limpio o estéril
- 2.- Sumergir la tira según las especificaciones indicadas en el envoltorio directamente sobre la muestra de orina.
- 3.- Contrastar los resultados una vez transcurrido el tiempo indicado.

Resultados precisos en pocos minutos

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 20 tiras envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 20 ud