

Test PSA en suero o plasma, formato casete



Test antígeno prostático específico para detección de cáncer de próstata en suero o plasma, mediante casete

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test rápido PSA es una prueba para la detección cualitativa de para la detección cualitativa de antígenos específicos de la próstata en suero o plasma, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: 20 Test casetes, Buffer y manual de instrucciones de uso

Indicado para diagnóstico profesional in vitro para uso como ayuda en el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el cáncer de próstata.

SKU: 602003

Categories: Oncología, Test Rápidos