

## TEST RÁPIDO HEPATITIS B HBSAG EN SANGRE, FORMATO CASETE



Test casete para detección de antígenos de Hepatitis B HBsAg en sangre humana y suero.  
Presentación: 40 tests

---

**SKU:** RTHB04

**Categorías:** [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test Rápido por inmunocromatografía en formato casete para detección de antígenos de hepatitis B HBsAg en sangre humana y suero.

Para uso profesional e in vitro.

Producto con Certificado marcado CE.

## PRESENTACIÓN

Este producto se presenta en cajas de 40 test casete.