

TEST RÁPIDO HEPATITIS C HCV EN SANGRE, FORMATO CASETE



Test Rápido por inmunocromatografía en formato casete para detección de anticuerpos de hepatitis C HCV en sangre humana y suero. Presentación: 40 tests

SKU: RTHC02

Categorías: [Marcadores de Infección/Inflamacion](#), [Test Rápidos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Test casete para detección de anticuerpos de Hepatitis C HCV en sangre humana y suero.

La prueba casete incluye todos los reactivos necesarios para completar la prueba en un único paso. El área para la prueba consiste en una tira de membrana de nitrocelulosa tratada con líneas delgadas de anticuerpos y una almohadilla de fibra de vidrio que contiene el anticuerpo - colorante.

La hepatitis C es una enfermedad hepática causada por virus de la hepatitis C que puede causar infección por hepatitis aguda y crónica, y que varía en gravedad a partir de una enfermedad leve que dura unos pocos semanas a una enfermedad grave de por vida.

El test de Hepatitis C HCV detecta anticuerpos generados contra el proteínas, codificadas por todos los genotipos del VHC partes más conservadas de Core, NS3, NS4, Región NS5 en el genoma del VHC.

Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en un rango de tiempo no superior a 5-15 minutos.

Para uso profesional y diagnóstico in vitro.

Producto con Certificado marcado CE.

PRESENTACIÓN

Este producto se sirve en caja de 40 unidades.