

TEST RÁPIDO HIV 1 Y 2 EN SANGRE, SUERO O PLASMA, FORMATO CASETE



Test Rápido por inmunocromatografía en formato casete para detección cualitativa de anticuerpos generados contra IgG, IgA e IgM del virus VIH, en sangre humana y suero. Presentación: 40 ud.

SKU: RTHIV02

Categorías: [Marcadores de Infección/Inflamacion](#), [Test Rápidos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (un subgrupo de retrovirus) que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), una condición en los seres humanos en la que falla progresiva del sistema inmune.

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, habiendo supuesto más de 39 millones de vidas hasta ahora. En 2013, 1.5 millones las personas murieron por causas relacionadas con el VIH en todo el mundo.

El test rápido HIV de Rapidan permite detección de:

- Inmunocromatográfico (Ag-Ab-Ag) ensayo sándwich.
- Detección cualitativa de anticuerpos generados contra IgG, IgA e IgM del virus VIH.
- Detecta anticuerpos generados contra todo VIH subtipos (VIH Tipo 1, Tipo 2, Tipo O)
- Detecta anticuerpos generados contra p24 antígeno.
- Alta estabilidad y sensibilidad

Para uso profesional y diagnóstico in vitro.

Producto con Certificado marcado CE.

PRESENTACIÓN

Este producto se presenta en cajas de 40 unidades