

TEST ROTAVIRUS EN HECES, FORMATO CASETE



El Test Rotavirus es un test inmunológico de diagnóstico rápido sobre la presencia de rotavirus en heces humanas, mediante casete

SKU: 481017

Categorías: [Microbiología](#), [Test Rápidos por inmunofluorescencia o látex](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Test Rotavirus es un test inmunológico de diagnóstico rápido sobre la presencia de rotavirus en heces humanas, mediante casete.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test casete con pipeta desechable, tubo de muestra y manual con instrucciones de uso.

Sensibilidad: 99.1% en comparación con latex aglutinación
Specificity: >99.9% en comparación con latex aglutinación

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 10 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 10 ud

Volumen: